

www  
**ВЛАДМИВА**

Акционерное общество  
«Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа»  
(АО «ОЭЗ «ВладМиВа»)  
308023, Россия, г. Белгород, ул. Студенческая, 19  
Тел.: (4722) 200-999; Факс: (4722) 20-10-10  
e-mail: postmaster@vladmiva.ru  
www.vladmiva.ru  
ОКПО 45814830 ОГРН 1023101673143  
ИНН/КПП 3123041725/ 312301001

ООО «СТОМАТОРГ»

г. Москва, ул. Профсоюзная, 88/20

«05» сентября 2022 г. № 91-05.09/ТХ  
на № 31/-08/1 от «31» августа 2022 г.

В ответ на Ваш запрос об аналогах выпускаемого нашим предприятием медицинского изделия «Материалы полимерные для базисов зубных протезов» по ТУ 9391-129-45814830-2014 (РУ № РЗН 2015/2736 от 28.02.2018 г.), а именно «Белакрил-М ГО» С, «Белакрил-Э ГО» сообщаем следующее.

«Белакрил-М ГО» С является аналогом «Материала стоматологического – пластмасса для несъемного протезирования «Синма-М» (производство АО «Стома»), «Белакрил-Э ГО» - аналогом пластмассы стоматологической бесцветной для базисов протезов (производство АО «Стома»).

В отличие от аналогов, «Белакрил-МГО» С и «Белакрил-Э ГО», производства АО «ОЭЗ «ВладМиВа» отличает высокая технологичность, простота и быстрота изготовления изделий, имеющих высокое качество. Изготовленная из базисного материала «Белакрил» пластмасса имеет гладкую, твердую, блестящую, бесцветную или равномерно окрашенную поверхность, характеризующуюся хорошей полируемостью, высокой цветостойкостью и отсутствием пор, отличается функциональной долговечностью, натуральным внешним видом и биосовместимостью. Пластмасса нетоксична, биологически инертна к тканям полости рта, имеет низкую водопоглощаемость и водорастворимость.

Основные физико-механические свойства пластмассы, изготовленной из базисного материала «Белакрил»:

Наименование показателя		Норма для материала горячего отверждения (ГО)
Прочность при изгибе, МПа	не менее	65
Модуль упругости, МПа	не менее	2000
Трещиностойкость $K_{Ic}$ , МН/м <sup>1.5</sup>	не менее	1,0
Водопоглощение, мкг/мм <sup>3</sup>	не более	32
Водорастворимость, мкг/мм <sup>3</sup>	не более	1,6

Остаточное содержание метилметакрилата в готовой пластмассе горячего отверждения – не более 2,2 %.

Кроме того, в составе жидкости «Белакрил-Э ГО» отсутствуют прекурсоры, оборот которых в Российской Федерации ограничен

Обращаем внимание, что согласно п.1 ст.38 ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» дано следующее определение взаимозаменяемых медицинских изделий: «Медицинские изделия могут признаваться взаимозаменяемыми, если они сравнимы по функциональному назначению, качественным и техническим характеристикам и способны заменить друг друга».

Генеральный директор АО «ОЭЗ «ВладМиВа»

В.П. Чуев

