

Медицинская мебель на основе металлокаркаса

Соответствует СанПиН 2.1.3.1375-03, 2.1.3.2.630-10, 2.1.7.2790-10.

Входит в государственный реестр изделий медицинского назначения.

На все изделия имеются регистрационные удостоверения и декларации о соответствии.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.



**Кровать палатная передвижная
КПП-01 «ЕЛАТ»**

предназначена для оснащения лечебно-профилактических учреждений различного уровня, прежде всего палат.
Габаритные размеры ДхГхВ, мм: 2085x770x925.
Максимальная нагрузка: не более 170 кг.



Кушетка стационарная КС-01 «ЕЛАТ»

Код товара 1442
предназначена для размещения на ней пациента в процедурных и смотровых кабинетах.
Габаритные размеры ДхГхВ, мм: 1860x600x550.
Максимальная нагрузка: не более 150 кг.

**Модуль медицинский для белья
ММБ-01 «ЕЛАТ»**

Код товара 2317

может быть использован как тележка для транспортировки чистого и сбора грязного белья.



**Модуль медицинский
для сбора отходов
МСО-01-«ЕЛАТ»**

Код товара 189

предназначен для сбора, временного хранения и транспортировки отходов внутри лечебного учреждения.



**СТОЛИК-ТЕЛЕЖКА
МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ
МАЛЫЙ ЯРУСНЫЙ
СТМПм-01-«ЕЛАТ», исп.7
ГИКС.942818.148**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Столик-тележка медицинский полимерный малый ярусный СТМПм-01-«ЕЛАТ», исп.7 (в дальнейшем столик), предназначен для выполнения медицинских манипуляций, связанных с процедурой забора крови у пациента, и может использоваться во всех отделениях и кабинетах ЛПУ, специализирующихся в области этой процедуры.

1. Основные параметры и размеры

1.1. Масса изделия не более 13,5 кг.

1.2. Габаритные размеры не более, мм: длина 700, ширина 490, высота 840.

2. Характеристики

2.1. Средний срок службы не менее 5 лет.

2.2. Номинальная нагрузка столика:

- на столешницу (верхнюю полку) - 25 кг;

- на дно ящика - 10кг;

- на дно навесного контейнера - 3кг.

2.3. Столик имеет устройство, предотвращающее выпадение ящика из корпуса при его выдвигении.

2.4. При эксплуатации столик устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 (от +10 °С до +35 °С).

3. Комплект поставки

- фасад ящика - 1шт.;

- корпус ящика - 1шт.;

- стойка левая - 1шт.;

- стойка правая - 1шт.;

- ёмкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов одноразовая ЕСО-02-«ЕЛАТ»-01 - 1шт.;

- столешница (верхняя полка) - 1шт.;

- перемычка верхняя - 2шт.;

- перемычка нижняя - 1шт.;

- стенка левая - 1шт.;

- стенка правая - 1шт.;

- стенка задняя - 1шт.;

- рама - 2шт.;

- комплект покупных и стандартных изделий, указанный в разделе «крепёж и фурнитура» инструкции по сборке изделия СТМПм-01-«ЕЛАТ», исп.7 (см. Приложение А);

- руководство по эксплуатации - 1экз.

4. Транспортирование и хранение

4.1. Столик транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2. Столик транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50 °С до +50 °С, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25 °С).

4.3. Условия хранения столика в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50 °С до +40 °С и относительная влажность не более 98% при +25 °С).

5. Дезинфекция

5.1. Поверхности столика устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 117-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 6-01-46-89-387-16-89.

Примечания.

1. Допускается использование при дезинфекции наружных поверхностей столика и его составных частей растворов всех разрешенных в медицинской практике средств.

2. Не допускается скапливание жидкости на поверхности полки и ящика, в том числе и во время дезинфекции.

5.2. Наружные поверхности стоек и полки устойчивы к протиранию ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства.

6. Правила эксплуатации

6.1. Подготовка к работе:

6.1.1. После хранения столика или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10 °С изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

ВНИМАНИЕ! Для введения в эксплуатацию столика-тележки, освободите его от транспортной упаковки. Произведите сборку изделия согласно инструкции по сборке (см. Приложение А).

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации столика:

6.2.1. Во избежание преждевременного выхода из строя столика не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2.;

- скапливания жидкости на поверхностях столика, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности столика воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня отгрузки или продажи через розничную торговую сеть.

8. Утилизация

Столик, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твёрдым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации где использовался столик.

9. Свидетельство о приемке

Столик-тележка медицинский полимерный малый ярусный СТМПм-01-«ЕЛАТ», исп.7 изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.102 ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____



Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,

р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Тел./факс (49131) 2-04-57, 4-38-29

E-mail: admin@elamed.com

www.elamed.com

Декларация о соответствии № РОСС RU.ИМ04.Д00378 от 21.02.2017г.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02298 от 19.03.2008г.

Вопросы по качеству изделия и сервисному обслуживанию можно задать по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии **8-800 200 0113**