


Целостность края
30 фиссур запечатанных при
помощи Heliioseal F после
12 месяцев во рту
(Koch и др. 1997)



Долгосрочный клинический успех

Эффективность герметиков линейки Heliioseal основывается на многолетнем опыте клинического применения. Их эффективность в защите от кариеса молочных и постоянных зубов научно доказана. Фиссуры, находящиеся в зоне риска, легко запечатываются, благодаря превосходной текучести и смачивающим свойствам герметика. Создается прочная связь с эмалью, которая гарантирует долгосрочную ретенцию и прочное запечатывание слепых ямок и фиссур. Кроме того, герметик имеет высокую стойкость к стиранию.

Свойства	Преимущества
Три разных варианта герметиков Heliioseal	Индивидуальное решение различных запросов
Опыт длительного клинического применения	Надежность
Эргономичность	Точность при внесении
Отличная текучесть и смачивающие свойства	Равномерное распределение по поверхности сложной конфигурации
Прочная адгезия к эмали зуба	Долгосрочная ретенция
Плотная герметизация по краям	Устойчивость к кариесогенным бактериям
Устойчивость к кариесогенным бактериям	Надежная защита от кариеса



Heliioseal®

Фиссурные герметики для индивидуализированного контроля здоровья полости рта

Герметики линейки Heliioseal вносят значительный вклад в сохранение здоровых зубов на протяжении длительного времени.

Формы поставки Heliioseal

Набор
1 флакон Heliioseal, 8 г.
1 Email Preparator, 6 г.
Принадлежности



Рефилл
1 флакон Heliioseal, 8 г.
Принадлежности

Формы поставки Heliioseal F

Набор
5 шприцев Heliioseal F, 1,25 г. каждый
1 Email Preparator, 6 г.

Рефилл
1 шприц Heliioseal F, 1,25 г.
Принадлежности



Формы поставки Heliioseal Clear


Набор
5 шприцев Heliioseal Clear, 1,25 г. каждый
1 Email Preparator, 6 г.

Рефилл
1 шприц Heliioseal Clear, 1,25 г.
Принадлежности



Heliioseal®

Сильные фиссурные герметики



Герметики Heliioseal не оставляют шансов кариесу




Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

ООО «Ивоклар Вивадент»
115432, г. Москва, проспект
Андропова, д. 18, корпус 6
Тел. +7 499 418 03 00,
Факс. +7 499 418 03 10
info.ru@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.ru

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

OptraGate® Junior
or
OptraDam® Plus



Helioseal®

Защита фиссур и слепых ямок

Повышенная угроза

Фиссуры и слепые ямки зубов особенно подвержены риску возникновения кариеса. Из-за их сложной формы нелегко добиться хорошей гигиены полости рта в домашних условиях, так как щетинки зубной щетки не достигают дна зубной фиссуры.

Зубная щетка бессильна

Сложная форма фиссур делает невозможным их очистку с помощью зубной щетки и, как следствие, там образуются колонии вредных бактерий. Углеводы способствуют беспрепятственному росту бактерий, что ведет к образованию кариеса.

Запечатывание фиссур - надежная защита

Герметизация при помощи Helioseal защищает поверхности, находящиеся в зоне риска. Helioseal запечатывает фиссуры и ямки непроницаемым слоем. Ретенционная ниша, в которой размножаются бактерии, блокируется, прекращается поступление питающих их углеводов.

Дополнительное преимущество: гладкую поверхность, полученную при помощи герметика, легко очищать.




Фото профессора, Dr Zimmer, Germany

Плотная герметизация фиссуры с Helioseal.

Helioseal®

Три варианта герметика для выполнения наиболее значимых запросов

Выбор за Вами

В соответствии со своими потребностями Вы можете выбрать любой из трех светоотверждаемых композитных герметиков Helioseal



Helioseal
Классический герметик во флаконе



Helioseal F
Герметик, выделяющий фтор, в инновационных шприцах или кавифилах



Helioseal Clear
Прозрачный герметик в инновационной форме шприца

Фиссуры запечатаны Helioseal F

Helioseal®

Helioseal F наносится при помощи эргономичного шприца

Удовлетворение множества разных запросов

Герметики линейки Helioseal отличаются друг от друга формами поставки, вязкостью, цветом и содержанием фтора. Все они имеют высокий уровень клинической эффективности.

Точность внесения

Helioseal F и Helioseal Clear поставляются в эргономичных шприцах. Так как шприц удобно держать в руке, он делает работу врача комфортной. Следовательно, содержимое шприца вносится более аккуратно и точно, чем раньше. Более тонкие насадки позволяют вносить герметик избирательно и быстро.

Helioseal	Helioseal F	Helioseal Clear
Окрашенный	Окрашенный	Бесцветный, прозрачный
Не содержит фтор	Содержит фтор	Не содержит фтор
Не содержит наполнителей, низкая вязкость	40% наполнителя, высокая вязкость	Не содержит наполнителей, низкая вязкость
Легко оценить рентгенцию	Легко оценить рентгенцию	Изменения под герметиком легко определяются
Флакон	Эргономичные шприцы или кавифилы	Эргономичный шприц

